

CARE ai 日常の使い方

1

センサーが反応



OR



OR



2

ナースコールボード・PHSが鳴ります

PHSの場合「通話状態」にして、鳴った部屋へ駆けつけます。
PHSがない場合はそのままお部屋へ向かいます。

3

入室したらセンサーを停止してから介助

短時間停止→子機の一時停止ボタンを長押し
長時間停止→分岐BOXのスイッチをOFF

※アイトン・パナソニック用の分岐BOXにはON・OFFスイッチがありません

※職員様の動きなどで再度の通知をしないように停止します。
停止をかけたら通話を切る・復旧ボタンで通知を切るしてOK

子機



分岐BOX (例)



完了

介助が終了したら再びセンサーをON

介助後、退室前にセンサーをONに戻してください。操作は③と同様。

停止方法と時間について

一時停止は子機の設定で

2分・5分・10分から停止時間を変更できます。

※設定時間を経過すると再びONに戻ります。



付属のマイナスドライバーで変更

長時間OFFの場合は分岐BOXのスイッチをOFFしてください。

※使用再開は必ず手動でONに戻してください