

起きるとお知らせ

起き上がりセンサー

対応シリーズ

LoRa無線
つながる

ナースコール
連動

スタンダード



webサイトはこちら

ふむふむセンサー・
起き上がりセンサー



超音波センサー・
コールスイッチ

徘徊キャッチ

LoRa無線
つながるシリーズ

スタンダード
シリーズ

ライトシリーズ

ナースコール
連動シリーズ

仕様・料金

独自の検知方法で
寝返りでの誤検知を抑えました。センサー部分が
柔らかく、使用していても背中に違和感を与えません。
ケーブルの断線や脱落をお知らせしてくれる
アラーム機能を搭載しました。

特長

✔ 「いつもの寝心地」を保つ薄さ

素材は柔らかいものを採用し、利用者様の体に優しく、
寝心地よく過ごしていただけます。
さりげなく設置ができ、気付かれにくい仕様です。

✔ 確かな精度でしっかり検知

独自の検知技術により、寝返りでは反応せず、
起き上がりだけを的確にキャッチ。**誤検知と
見逃しが少ない**、信頼の高精度センサーです。

✔ トラブルを予防する即時通報

検知から通報まで**わずか1秒**のスピーディーさ。
利用者様が上半身を起こした時点で知らせるので
怪我や徘徊などのトラブルを防ぎます。

✔ イージーケアで楽ちんきれい

防水・抗菌仕様だから、雑菌の繁殖を抑制し
簡単なお手入れで清潔を保てます。
利用者様にも違和感なく過ごしていただけます。

✔ アラームBOXが異常をお知らせ

センサーのケーブル**断線や異常を検知**してお知らせ。
センサーが壊れたまま使い続けてしまうことを防ぎます。
マット本体とセパレート構造なので、マット部分のみの
交換が可能で買い替えコストの削減にも。

✔ 選べるコードレスタイプ※

設置状況に合わせて
コードレスタイプの
アラームボックスも
選べます。



※ナースコール連動シリーズのみ使用できます。