

動くとお知らせ

超音波センサー

対応シリーズ

LoRa無線
つながる

ナースコール
連動

スタンダード



webサイトはこちら

LoRa無線
つながる
シリーズ



スタンダード
シリーズ



ナースコール
連動
シリーズ



動きを検知する超音波センサーなら、非接触の検知でさりげなく設置が可能です。
ベッド下・ベッド上・徘徊の3種類のモードを選択でき、
様々なシーンでお使いいただけます。

超音波って？

超音波の正体、実はただの「音」なんです。音の跳ね返りをキャッチして、モノとの距離を測っているから、エリアに入った動きを瞬時に検知することが出来ます。人体に無害で安心・高精度のセンサーです。

テストモード搭載
目に見えない超音波が、どの範囲まで反応するのか、音で確認できる機能を搭載！

ベッド上
55~130cm

徘徊
0~200cm

ベッド下
0~120cm

三脚

マグネット

クリップ

3つの取付け金具*

*センサー1台につき、いずれか1種が付属します。購入時にご指定ください。

特長

LoRa無線つながるシリーズ

介護保険適用製品

- 1 **コードレス** 本体がコードレスなので引っかかる心配がなく、設置も自在です。
- 2 **電池切れお知らせ** 電池交換時期を受信機への表示でお知らせします。
- 3 **検知範囲は6段階で調整可能** ベッド下に隠す、ドア周りに置く、ベッドのフットボードに取付など、多様な使い方を可能にします。

スタンダードシリーズ

介護保険適用製品

- 1 **電池管理不要** 子機から電源を取るのわずらわしい電池交換・管理が不要です。
- 2 **検知範囲は3段階で調整可能** ベッド下に隠す、ドア周りに置く、ベッドのフットボードに取付など、多様な使い方を可能にします。

ナースコール連動シリーズ

- 1 **コードレス** 本体がコードレスなので引っかかる心配がなく、設置も自在です。
- 2 **電池切れお知らせ** 電池交換時期を受信機への表示でお知らせします。
- 3 **検知範囲は6段階で調整可能** ベッド下に隠す、ドア周りに置く、ベッドのフットボードに取付など、多様な使い方を可能にします。