



離床を素早くお知らせ **CAREai**

起き上がりセンサー 本体

起き上がりセン

アラームBOX















CARE

Point

独自技術で誤検知を低減

よく聞くお悩みNo.1の寝返りでの誤検知を低減しました

Point

やわらかマットで体への負担を軽減

中に板などがないので体の曲線に沿って負担を軽減します

Point

断線をアラームBOXがお知らせ


検知しない状態で使用し続けるリスクを無くします



お手入れ簡単!防水抗菌仕様

受信方法は

上半身が起き上がるとすぐにお知らせ



デモ機貸出サービス

全シリーズでデモが可能です! 各シリーズの詳細は裏面へ








-スコール連動シリーズ

接続シリーズ概要







仕様

品名	起き上がりセンサー	アラームBOX	
型式	Ci-U4	Ci–A1	Ci-A2(ナースコール連動シリーズ専用)
本体配線	有線/無線 兼用	有線	無線
外形寸法(mm)	横810×縦240×厚み2~11	幅76×奥行27×高さ135	幅76×奥行27×高さ135
重量	380g	160g	210g
本体色	ベージュ	ホワイト	ホワイト
電源	接続アラームBOXより供給	接続子機より供給	単三アルカリ乾電池2本
備考	・防水/抗菌 ・ご使用にはアラームBOXが必要です	・断線異常お知らせ機能付き	・断線異常お知らせ機能付き ・電池交換お知らせ機能付き ・電池寿命約1年 ・子機まで無線通信10m(屋外見通し)

O CAREai ハカルプラス 株式会社

メディカルケア機器営業部 Mail:care-ai@hakaru.jp

大阪本社 〒532-0027 大阪市淀川区田川3-5-11 TEL:06-6300-2168 FAX:06-6308-7766

東京支店 〒166-0004 東京都杉並区阿佐ヶ谷南3-12-9 TEL:03-3392-6311 FAX:03-3392-7151

東北事業所 〒982-0032 宮城県仙台市太白区富沢3-8-41 TEL: 022-355-7450 FAX: 022-243-1940

取扱販売店