

中・大規模施設向け

ナースコール連動シリーズ



既存のナースコールに取付けて
離床をスタッフにお知らせ。

■選べるセンサーラインナップ

ふむふむセンサー ▶▶P.11



セット価格:¥115,000
セット価格(Sサイズ):¥108,000

起き上がりセンサー ▶▶P.12



セット価格(有線):¥102,000
セット価格(無線):¥115,000

超音波センサー ▶▶P.13



セット価格(有線):¥78,000
セット価格(無線):¥96,000

■対応ナースコールジャック一覧表

名称	アイホン株式会社製ナースコール									
	標準2P	トーコン2P	アイホン2P	アイホン3PNF	アイホン4PC*	アイホン4PE*	アイホン5P	アイホン5PNF	アイホン6PNF	vi-nurse
ジャック形状										
ナースコールスイッチ型番	NER-8A NBR-8A/A NBR-8A/C		UAR-8 UBR-8		NC-RC*	NE-RC* NE-RC/A*	UA-SB8 UB-SB8 UA-SB8N UB-SB8N	NFR-8 NFR-8A NFR-8TT NF-SAS-L	NF-SB NF-SBTT NF-SBA	NL-SB NLR-8 NLR-8-TT
分岐BOX型番	Ci-BAS2	Ci-BAT2	Ci-BA2	Ci-BA3NF	Ci-BA4C	Ci-BA4E	Ci-BA5	Ci-BA5NF	Ci-BA6NF	NLR-CA-OPA

*アイホン4PCとアイホン4PEは形状が同じなので、必ずスイッチの型番をご確認ください。

■ナースコール連動シリーズとは

特長

既設のナースコールと連動 ナースコール用PHSにも連携

現在ご利用いただいているナースコールへ後付け可能です。ほとんどのメーカーのナースコールと接続することができます。ナースコール用PHSとも連携可能で、離床を通知します。PHSを使用されることで施設内のどこに居ても対象者様の離床が通知されます。

既存のナースコールにセンサーを接続して、お使いのナースコールボード・PHSで受信するタイプです。受信機を別途購入する必要がなく、普段の機器を使用できるので、馴染んだ使用感でお使いいただけます。既存のシステムへ繋ぎ込むので、通信距離の心配もありません。居室内ナースコールへの接続方法も簡単なので、移設も可能で、すぐに使用が可能です。

一時停止&復帰忘れ防止

子機を操作することで、センサーを一時停止、または停止状態から一定時間後に自動復帰させることが可能です。


自動復帰機能

一時停止

自動復帰

復帰までの時間は、
2分・5分・10分・連続(停止)から選択

仕組み



名称	株式会社ケアコム製ナースコール						その他	
	標準2P	トーコン2P	ケアコム4P*	ケアコム4PZ*	ケアコム6PW	ケアコム6PF	トーコン2P (パナソニック 2P)	
ジャック形状								
ナースコールスイッチ型番	RB-822(C)		BA-511* BA-501* BA440F* BA450F*	BA-511Z* BA-501Z* BA-304WZ*	RB-826WZ BA-601WZ BA-602WZ BA-611WZ BA-612WZ	BA-502Z BA-501Z		
分岐BOX型番	Ci-BCS2	Ci-BCT2	Ci-BC4	Ci-BC4Z	Ci-BC6W	Ci-BC6F		Ci-BPT2

*ケアコム4Pとケアコム4PZは形状が同じなので、必ずスイッチの型番をご確認ください。

モニターシリーズ

スタンダードシリーズ

ナースコール連動シリーズ

ふむふむセンサー 起き上がりセンサー

超音波センサー ナースコールスイッチ

仕様・料金