


徘徊キャッチ

～ 特定対象者をさりげなく見守る～



施設における徘徊・離設
このようなお悩みは
ありませんか？

離床センサーだと
誰でも鳴ってしまう...

GPSセンサーだと
通知が遅い...

徘徊キャッチは、徘徊・離設行動に対して
特定対象者の特定エリアへの侵入を検知し、スタッフにお知らせ！

特長

01
Point

さりげなく
気付かれにくい



介護シューズのベルトへ
薄いICタグを挿入

02
Point

違和感なく
設置可能



検知ボックスは温かみのある
木目調で施設になじむ

03
Point

CAREaiの
システムと連携



スタッフ携帯の
ペンダントと親機へ通知！

システム構成

検知ボックスを中心に
約2.5mのエリアを検知



介護シューズ「あゆみ」の
ダブルマジックⅢとコラボ！
ベルトにタグを入れて使用します。

玄関やエレベーターホールなど、
徘徊・離設を検知したい場所に設置！

お知らせ



ペンダント



親機

※メロディー変更可能

お客様の
声

職員が見ていない隙に
対象者がよく動いている
ことが再認識できた。

徘徊・転倒リスクのある
特定対象者の死角への徘徊に
気づける点良かった。

徘徊キャッチと離床センサーの
メロディー音を変更できるので
わかりやすかった。

仕様

品名	検知ボックス	ノーマルタグ	通し穴付タグ	シューズベルト
外観				
型式	Ci-CATCH1	Ci-TAG1	Ci-TAG2	Ci-CB
サイズ	W45×D20×H46cm	W27.6×D7.8×H27.6mm	W27.6×D9.4×H27.6mm	—
重量	約10kg	約6.7g	約6 g	—
電源	AC100V 電源コード長さ3m	内蔵電池 (約1年間の使い切りタイプ)		—
その他	内部にCAREai スタンダード 子機を収納取付済	防沫仕様 (IP64)	防侵仕様 (IP67)	左右2本セット + ダミータグ1点付属

Hakaru+

<https://care-ai.jp/>

ハカルプラス 株式会社

メディカルケア機器営業部

大阪本社 〒532-0027 大阪市淀川区田川3-5-11
TEL: 06-6300-2168 FAX: 06-6308-7766

東京支店 〒166-0004 東京都杉並区阿佐ヶ谷南3-12-9
TEL: 03-3392-6311 FAX: 03-3392-7151

東北事業所 〒982-0032 宮城県仙台市太白区富沢3-8-41
TEL: 022-355-7450 FAX: 022-243-1940

取扱販売店