

病院・施設向け

ナースコール 連動シリーズ



webサイトはこちら



既存の
ナースコールに取付けて
離床をスタッフに
お知らせ




ナースコール連動シリーズとは

既存のナースコールにセンサーを接続して、今お使いのナースコールボード・PHSで受信するタイプです。受信機を別途購入する必要がないので、使い慣れた普段の機器をそのまま使用することができます。居室内ナースコールへの接続方法も簡単なので、移設も可能で、すぐに使用が可能です。

選べるセンサーラインナップ

ふむふむセンサー

▶▶ P3



セット価格: ¥115,000
セット価格(Sサイズ): ¥108,000



起き上がりセンサー

▶▶ P4



セット価格(有線): ¥102,000
セット価格(無線): ¥115,000



or



超音波センサー

▶▶ P5



セット価格(有線): ¥78,000
セット価格(無線): ¥96,000



or



対応ナースコールジャック一覧表

※アイホン4PCとアイホン4PEは形状が同じなので、必ずスイッチの型番をご確認ください。

名称	アイホン株式会社製ナースコール									
	標準2P	トーコン2P	アイホン2P	アイホン3PNF	アイホン4PC*	アイホン4PE*	アイホン5P	アイホン5PNF	アイホン6PNF	vi-nurse
ジャック形状										
ナースコールスイッチ型番	NER-8A NBR-8A/A NBR-8A/C		UAR-8 UBR-8		NC-RC*	NE-RC* NE-RC/A*	UA-SB8 UB-SB8 UA-SB8N UB-SB8N	NFR-8 NFR-8A NFR-8TT NF-SAS-L	NF-SB NF-SBTT NF-SBA	NL-SB NLR-8 NLR-8-TT
分岐BOX型番	Ci-BAS2	Ci-BAT2	Ci-BA2	Ci-BA3NF	Ci-BA4C	Ci-BA4E	Ci-BA5	Ci-BA5NF	Ci-BA6NF	NLR-CA-OPA


特長

既設のナースコールと連動ナースコール用PHSにも連携


現在ご利用いただいているナースコールへ**後付け可能**です。
下記のナースコールジャック一覧表に記載されているものであれば接続することができます。
ナースコール用PHSとも連携可能で、離床を通知します。

一時停止&復帰忘れ防止

子機を操作することで、センサーを一時停止、または停止状態から、一定時間後に**自動復帰**させることが可能です。



仕組み



名称	株式会社ケアコム製ナースコール						名称	その他 トーコン2P(ハナソニック 2P)
	標準2P	トーコン2P	ケアコム4P*	ケアコム4PZ*	ケアコム6PW	ケアコム6PF		
ジャック形状								
ナースコールスイッチ型番	RB-822(C)		BA-511* BA-501* BA440F* BA450F*	BA-511Z* BA-501Z* BA-304WZ*	RB-826WZ BA-601WZ BA-602WZ BA-611WZ BA-612WZ	BA-502Z BA-501Z		
分岐BOX型番	Ci-BCS2	Ci-BCT2	Ci-BC4	Ci-BC4Z	Ci-BC6W	Ci-BC6F	Ci-BPT2	

※ケアコム4Pとケアコム4PZは形状が同じなので、必ずスイッチの型番をご確認ください。

ふむふむセンサー！
起き上がりセンサー！

超音波センサー！
コールスイッチ！

徘徊キャッチ

LoRa無線
つながるシリーズ

スタンダード
シリーズ

ライトシリーズ

ナースコール
連動シリーズ

仕様・料金