



施設・在宅向け

LoRa無線 つながるシリーズ シンプルモデル



webサイトはこちら

介護保険適用製品

混信対策

2
エリア

増設最大

10
グループ

10
センサー

見通し1.5kmの
長距離通信・
簡単設定で
使いやすい。



LoRa無線つながる シリーズとは

使い方・設定方法が簡単なシンプルモデル。
LoRa無線を使用することでペンダントから
送信機までの受信距離が1.5kmと長距離通信が可能。
携帯型の受信機は大きい通知音で通報を聞き逃しません。
鳴りすぎを防止するために2種類の停止ボタンを用意しています。



選べるセンサーラインナップ

ふむふむセンサー

▶▶ P3



セット価格: ¥180,000

セット価格 (Sサイズ): ¥173,000

起き上がりセンサー

▶▶ P4



セット価格: ¥167,000

超音波センサー

▶▶ P5



セット価格: ¥143,000

LoRa無線とは

LoRa無線とは、少ない消費電力で広範囲をカバーできる
無線 (LPWA) の1つ。920MHz帯を使用しているため、
免許・申請は不要。また、当社のLoRa無線機は
工場 **5,000台** の導入実績あり!

特長

大規模施設でも安心の長距離通信

見通し **1.5km** の長距離通信! ※
これまで届かなかった大規模施設・病院でも離床検知
システムの導入が可能です。

簡単設定

ペンダントと送信機、送信機とセンサーの
番号を合わせるだけのシンプル設計



※環境によって通信距離は変わります。

大きい通知音量

ペンダントの通知音量は **77db!**
通知の見逃しを低減します。

センサーを最大2台接続可能

送信機に下記のセンサーからいずれか
最大2台 接続可能!

- ・ふむふむセンサー
- ・起き上がりセンサー
- ・超音波センサー

仕組み



ふむふむセンサー!
起き上がりセンサー!

超音波センサー!
コールスイッチ!

徘徊キャッチ

LoRa無線
つながるシリーズ

スタンダード
シリーズ

ライトシリーズ

ナイスコール
連動シリーズ

仕様・料金