



施設・病院向け


徘徊キャッチ



ウェブサイトはこちら

徘徊・離設行動に対して、**特定対象者**の
特定エリアへの侵入を検知し、スタッフにお知らせします

特定対象者を
さりげなく
見守る



検知ボックスを中心に約2.5mのエリアを検知

特長

✓さりげなく気付かれにくい

介護シューズのベルトへ、薄いICタグを挿入しているため、利用者さんにも気付かれにくくなっています。



✓違和感なく設置可能

検知ボックスは温かみのある木目調のため、施設になじむように設置できます。

✓ CAREaiのスタンドシリーズと連携

スタッフ携帯のペンダントと親機へ通知します。



仕組み

玄関やエレベーターホールなど、徘徊・離設を検知したい場所に設置！



タグ入りシューズ

介護シューズ「あゆみ」のダブルマジックIIIとコラボ！ベルトにタグを入れて使用します。

※仕様・システムはP.11-12へ

仕様

品名	検知ボックス	ノーマルタグ	通し穴付タグ	シューズベルト
型式	Ci-CATCH1	Ci-TAG1	Ci-TAG2	Ci-CB
価格	オープン	オープン	オープン	オープン
サイズ	W450×D200×H460mm	W27.6×D27.6×H7.8mm	W27.6×D27.6×H7.8mm	—
重量	約10kg	約6.7g	約6g	—
電源	AC100V 電源コード長さ3m	内蔵電池 (約1年間の使い切りタイプ)		—
その他	内部にCAREai スタンド 子機を取納取付済	防沫仕様 (IP64)	防塵仕様 (IP67)	左右2本セット +ダミータグ1点付属